

Wb、Elisa用抗Lingo1ポリクローナル抗体 - Q96Fe5

商品番号: CM0024874



前書き

LINGO1 Rabbit

pAbは、ヒトLINGO1（Q96FE5）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応性を示すことから、軸索再生および髄鞘形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LINGO1 Rabbit pAb
備考・別名	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84894
GeneID	84894
免疫原	ヒトLINGO1（NP_116197.4）のアミノ酸42-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96FE5
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷剤