

Anti-Lins1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Ng48

商品番号: CM0014439

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-LINS1 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのLINS1タンパク質（86 kDa）に反応します。Wntシグナリングおよび知的障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LINS1 Rabbit pAb
備考/別名	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
種	ヒト
GeneID	55180
免疫原	ヒトLINS1（NP_001035706.1）のアミノ酸541-700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NG48
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ