


Wb、Elisa用抗Lipaポリクローナル抗体 - P38571

商品番号: CM0030089



前書き

ヒトLIPA（リソソーム酸性リパーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。ラットと交差反応します。脂質代謝およびリソソーム蓄積症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIPA ウサギpAb
備考/別名	LAL; CESD; LIPA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3988
GeneID	3988
免疫原	ヒトLIPA (NP_001121077.1) のアミノ酸110-399番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P38571
タンパク質分子量	45kDa
配送方法	氷袋