

Wb、If/Icc、Elisa用抗Lipc（肝性トリアシルグリセロールリパーゼ）ウサギポリクローナル抗体 - P11150

商品番号: CM0017075

前書き

ヒトLIPC（肝性トリアシルグリセロールリパーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。脂質代謝、HDL、心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIPCウサギpAb
備考／別名	HL；HTGL；LIPH；HDLQ12；LIPC
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3990
遺伝子ID	3990
免疫原	ヒトLIPC（NP_000227.2）のアミノ酸280～499に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11150
タンパク質分子量	56kDa
輸送条件	保冷バッグ