


Wb・Elisa用抗Lipfウサギポリクローナル抗体 - P07098

商品番号: CM0030045



前書き

WB、ELISAアプリケーション向けLIPFウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識。胃トリアシルグリセロールリパーゼ(P07098)を標的とし、脂質代謝研究用の分泌酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIPF Rabbit pAb
備考／別名	GL; HGL; HLAL; LIPF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8513
遺伝子ID	8513
免疫原	ヒトLIPF (NP_004181.1) のアミノ酸219～398に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07098
タンパク質分子量	45kDa
配送方法	保冷剤