

Wb、Elisa用抗Lipgポリクローナル抗体 - Q9Y5X9

商品番号: CM0023184

前書き

ヒトEndothelial Lipase (LIPG)
ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；マウスと交差反応します。脂質代謝および心血管疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIPG Rabbit pAb
備考/別名	EL; EDL; PRO719; LIPG
種	ヒト
遺伝子ID	9388
免疫原	ヒトLIPG (NP_006024.1) のアミノ酸251-500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5X9
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ