

抗Liphウサギポリクローナル抗体 (Wb & Elisa用) - Q8Wwy8

商品番号: CM0018748

前書き

ホスファチジン酸選択的ホスホリパーゼA1であるヒトLIPH（リパーゼメンバーH）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脂質代謝および毛髪生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIPH ウサギpAb
備考/別名	AH; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200879
GeneID	200879
免疫原	合成ペプチド：ヒトLIPHのアミノ酸350-450の配列に対応する合成ペプチド (NP_640341.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWY8
タンパク質重量	51kDa
配送	アイスパック