

WbおよびElisa用抗Lipin 1ウサギポリクローナル抗体 - Q14693

商品番号: CM0016719

前書き

ヒトLipin-1 (LPIN1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応し、脂質代謝および脂肪細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lipin 1ウサギpAb
備考／別名	PAP1; Lipin 1
種	ヒト
GeneID	23175
免疫原	ヒトLipin 1 (NP_663731.1) の261〜414アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14693
タンパク質分子量	99 kDa
配送	保冷バッグ