

Wb、Elisa用 抗Lipin 1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q14693

商品番号: CM0026227

前書き

ヒトLipin 1 (LPIN1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの種を検出します。脂質代謝、脂肪細胞分化、遺伝子調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lipin 1 ウサギ pAb
備考/別名	PAP1; Lipin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23175
GeneID	23175
免疫原	ヒトLipin 1 (NP_663731.1)のアミノ酸261-414に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14693
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ