


ウェスタンブロット、Elisa用 抗リポカリン-2/Ngal ウサギポリクローナル抗体 - P80188

商品番号: CM0027369



前書き

ヒトリポカリン-2/NGAL (SWISS P80188) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。鉄輸送、免疫、バイオマーカー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リポカリン-2/NGAL ウサギ pAb
備考/別名	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3934
GeneID	3934
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P80188
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ