


ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗リポカリン-2/Ngal ウサギ Polymab® - P80188 / P11672

商品番号: CM0011812



前書き

ヒト/マウスリポカリン-2/NGALに対するウサギ多型モノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。アポトーシス、自然免疫、鉄代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リポカリン-2/NGAL ウサギ PolymAb®
備考・別名	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	3934
GeneID	3934/16819
免疫原	ヒト/マウスリポカリン-2/NGAL組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P80188/P11672
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷剤