

Wb、Elisa用抗リポタンパク質リパーゼ（Lpl）ウサギモノクローナル抗体 - P06858

商品番号: CM0008438



前書き

ヒトリポタンパク質リパーゼ（LPL、P06858）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。脂質代謝および心血管疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リポタンパク質リパーゼ (LPL) ウサギmAb
別名	LIPD; HDLCQ11; リポタンパク質リパーゼ (LPL)
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	4023
GeneID	4023
免疫原	合成ペプチド ヒトリポタンパク質リパーゼ (LPL) (P06858) のアミノ酸376〜475番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06858
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤