

抗リポ蛋白リパーゼ (Lpl) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P06858

商品番号: CM0022265



前書き

ヒトリポ蛋白リパーゼ (LPL)
に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。
。脂質代謝および心血管研究に適しています。SWISS : P06858。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リポ蛋白リパーゼ (LPL) ウサギ pAb
備考/別名	LIPD; HDLCQ11; リポ蛋白リパーゼ (LPL)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4023
遺伝子ID	4023
免疫原	組換えタンパク質 ヒトリポ蛋白リパーゼ (リポ蛋白リパーゼ (LPL)) (NP_000228.1) のアミノ酸124-475に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06858
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ