


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 Anti-Lkb1 ポリクローナル抗体 - Q15831

商品番号: CM0021725



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みのLKB1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腫瘍抑制因子STK11（Q15831）を標的とし、代謝、極性、DNA損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LKB1 ウサギ pAb
備考/別名	PJS; LKB1; hLKB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6794
免疫原	ヒトLKB1（NP_000446.1）のアミノ酸134-433に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15831
タンパク質分子量	49 kDa
発送	保冷バッグ