


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Lkb1 ウサギモノクローナル抗体 - Q15831

商品番号: CM0004747



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IP、ELISA用に検証済みのヒトLKB1（STK11）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性LKB1を検出します。代謝、細胞極性、および腫瘍抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] LKB1 ウサギmAb
備考/別名	PJS; LKB1; hLKB1; B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6794
遺伝子ID	6794
免疫原	ヒトLKB1のアミノ酸134-433に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_000446.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15831
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ