

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Llgl1ウサギポリクローナル抗体 - Q15334

商品番号: CM0018751



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗LLGL1ウサギポリクローナル抗体。腫瘍抑制と神経発生に参与する115 kDaの細胞極性タンパク質である、ヒト、マウス、ラットのLLGL1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LLGL1 ウサギ pAb
備考/別名	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	3996
GeneID	3996
免疫原	ヒトLLGL1 (NP_004131.3) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15334
タンパク質分子量	115kDa
発送	保冷バッグ