


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Lman1ウサギモノクローナル抗体 - P49257

商品番号: CM0011186



前書き

LMAN1ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ERからゴルジ体への輸送を担うカーゴ受容体であるヒト、マウス、ラットのERGIC-53を検出します。研究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LMAN1 ウサギmAb
備考/別名	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3998
免疫原	ヒトLMAN1 (P49257) のアミノ酸1-100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49257
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤