


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Lman1 ウサギポリクローナル抗体 - P49257

商品番号: CM0016531



前書き

ヒトLMAN1 (ERGIC-53、MR60) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウス、ラットと交差反応します。細胞内レクチンおよびER-ゴルジ貨物輸送の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMAN1 Rabbit pAb
備考 / 別名	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3998
GeneID	3998
免疫原	ヒトLMAN1 (NP_005561.1) のアミノ酸270〜480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49257
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤