

Wb、If/Icc、Elisa用抗Lman2ウサギポリクローナル抗体 - Q12907

商品番号: CM0016507

前書き

ヒトLMAN2（VIP36）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。LMAN2は、初期分泌経路における糖タンパク質輸送に関与する細胞内レクチンです。細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMAN2ウサギpAb
備考／別名	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10960
GeneID	10960
免疫原	ヒトLMAN2（NP_006807.1）のアミノ酸190～320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q12907
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ