

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Lman2L ウサギポリクローナル抗体 - Q9H0V9

商品番号: CM0019716

前書き

ヒトLMAN2L (VIPL) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。小胞体からゴルジ体への糖タンパク質輸送およびERGIC-53の調節に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMAN2L ウサギ pAb
備考/別名	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81562
遺伝子ID	81562
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLMAN2L (NP_110432.1) のアミノ酸189-348に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0V9
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ