

Wb、If/Icc、Elisa用抗Lmbrd1ポリクローナル抗体 - Q9Nun5

商品番号: CM0013409

前書き

ヒトLMBRD1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのLMBRD1を検出し、コバリン輸送およびインスリン受容体の輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMBRD1 Rabbit pAb
備考／別名	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55788
GeneID	55788
免疫原	ヒトLMBRD1（NP_060838.3）のアミノ酸220～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NUN5
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷バッグ