

Anti-Lmo1 (Rhombotin-1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P25800

商品番号: CM0025953

前書き

ヒトLMO1 (Rhombotin-1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。神経遺伝子制御、LIMドメインタンパク質、およびT細胞白血病の研究に適しています。ヒト特異的で、予測されるバンドは約18 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMO1 Rabbit pAb
備考/別名	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4004
GeneID	4004
免疫原	ヒトLMO1 (NP_002306.1) のアミノ酸1-156に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25800
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋