

抗Lmo2モノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P25791

商品番号: CM0004141



前書き

WBおよびELISAに最適な高品質抗LMO2ウサギモノクローナル抗体。赤血球分化に不可欠な核内転写調節因子であるヒトLMO2（18 kDa）を標的とします。CamelBioが提供する、造血および白血病研究に最適な製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMO2 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4005
GeneID	4005
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25791
タンパク質重量	18kDa
配送	アイスバッグ