

抗Lmo2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P25791

商品番号: CM0022407



前書き

ヒトLMO2（ロンボチン-2）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。赤血球発生および白血病研究にご利用いただけます。分子量は18 kDa、UniProt番号はP25791です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMO2 ウサギpAb
別名	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTNLI; LMO2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4005
GeneID	4005
免疫原	ヒトLMO2（NP_001135788.1）の amino 酸1-158番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25791
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋