

If/IccおよびElisa用 抗Lmo4 ウサギポリクローナル抗体 - P61968

商品番号: CM0027672



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗LMO4ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのLMO4と反応します。転写調節、運動神経の同定、および癌タンパク質研究に最適です。SWISS: P61968。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMO4 Rabbit pAb
備考 / 別名	LMO4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8543
遺伝子ID	8543
免疫原	ヒトLMO4 (NP_006760.1) のアミノ酸1~165番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61968
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤