


抗Lmod1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P29536

商品番号: CM0030751



前書き

ヒトLMOD1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。平滑筋の収縮性に重要なアクチン核形成因子であるレオモジューリン1 (leiomodin-1) を標的としており、筋肉生物学や自己免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LMOD1 ウサギpAb
別名	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25802
免疫原	ヒトLMOD1 (NP_036266.2) のアミノ酸29〜187番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29536
タンパク質分子量	67kDa
発送	氷袋梱包