

## Wb、Elisa用抗Lmx1Bポリクローナル抗体 - O60663

商品番号: CM0016937

### 前書き

ヒトLMX1Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。足細胞の転写制御および四肢発生の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | LMX1B Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名       | NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B                         |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 4010                                                |
| GeneID      | 4010                                                |
| 免疫原         | ヒトLMX1B (NP_001167618.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | O60663                                              |
| タンパク質分子量    | 45kDa                                               |
| 配送          | アイスバッグ                                              |