

Wb、Elisa用 抗Lmx1B ウサギポリクローナル抗体 - O60663

商品番号: CM0027315

前書き

ヒトLMX1B転写因子を標的とした組換えベースのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ラットとの交差反応性あり。ポドサイト生物学および肢発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LMX1B ウサギ pAb
備考/別名	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4010
GeneID	4010
免疫原	ヒトLMX1B (NP_002307.2) のアミノ酸136-395に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O60663
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ