

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Lnpepポリクローナル抗体 - Q9Uiq6

商品番号: CM0016803



前書き

ヒトLNPEP（ロイシル-シスチニルアミノペプチダーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。ペプチドホルモンの分解および妊娠時の恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LNPEPウサギpAb
備考／別名	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4012
GeneID	4012
免疫原	ヒトLNPEP（NP_005566.2）のアミノ酸1～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIQ6
タンパク質分子量	117 kDa
輸送	保冷剤