

Anti-Lnx1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tbb1

商品番号: CM0027058



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適したLN X1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのLN X1を認識します。LN X1は、NUMBの分解およびエンドサイトーシス足場構築を媒介するE3ユビキチンタンパク質リガーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LN X1 Rabbit pAb
備考/別名	LN X; MPDZ; PDZRN2; LN X1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84708
GeneID	84708
免疫原	ヒトLN X1 (NP_001119800.1) のアミノ酸501-594に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBB1
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスバッグ