

抗Lonp2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q86Wa8

商品番号: CM0022885

前書き

ヒトLONP2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ペルオキシソームLonプロテアーゼを標的とし、ペルオキシソームのタンパク質分解および代謝調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LONP2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
種	ヒト
遺伝子ID	83752
免疫原	ヒトLONP2の1-300アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_113678.2)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WA8
タンパク質重量	95kDa
配送	アイスバッグ