

抗ロリクリンポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, If-P, Elisa用) - P23490

商品番号: CM0023232

前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みのロリクリンウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。主要なケラチノサイトエンベロープタンパク質を標的とし、皮膚科学や角化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LORICRIN ウサギpAb
備考/別名	LOR; LORICRIN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4014
遺伝子ID	4014
免疫原	ヒトLORICRINのアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド (NP_000418.2)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P23490
タンパク質重量	26kDa
配送	アイスバッグ