

Wb用 Anti-Lox ポリクローナル抗体 - P28300

商品番号: CM0029275

前書き

このLOXウサギポリクローナル抗体（P28300）は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのLOXに反応します。組換えタンパク質免疫原。47kDa。コラーゲン/エラスチンの架橋形成や腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LOX ウサギ pAb
備考/別名	AAT10; LOX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4015
GeneID	4015
免疫原	ヒトLOX（NP_002308.2）のアミノ酸300-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28300
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ