

Wb、If-P、Elisa用抗Loxl1ポリクローナル抗体 - Q08397

商品番号: CM0014866

前書き

ヒトLOXL1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでバリデーション済み。細胞外マトリックスにおけるコラーゲンおよびエラスチンの架橋に重要なリシルオキシダーゼであるヒトおよびマウスLOXL1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	LOXL1ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	LOL、LOXL、LOXL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4016
GeneID	4016
免疫原	ヒトLOXL1 (NP_005567.2) のアミノ酸95〜370を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08397
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ