

Wb、Elisa用 Anti-Loxl1 ウサギモノクローナル抗体 - Q08397

商品番号: CM0004547

前書き

ヒトLOXL1を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAアプリケーションに適しています。
ヒトサンプルとの交差反応性について検証済み。タンパク質分子量63kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LOXL1 Rabbit mAb
備考/別名	LOL; LOXL; LOXL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4016
GeneID	4016
免疫原	ヒトLOXL1のアミノ酸95-370に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_005567.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08397
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ