

Wb、Elisa用抗Loxl2モノクローナル抗体 - Q9Y4K0

商品番号: CM0004929



前書き

ヒトLOXL2に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーション用。クロマチンリモデリング、EMT、細胞外マトリックス架橋に関与するリシルオキシダーゼ相同分子2を標的とします。ヒトと交差反応性あり。約87kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LOXL2 ウサギ mAb
備考/別名	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4017
遺伝子ID	4017
免疫原	合成ペプチド：ヒトLOXL2 (Q9Y4K0) のアミノ酸675-774に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y4K0
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ