

Wb、Elisa用抗Loxl2ポリクローナル抗体 - Q9Y4K0

商品番号: CM0016999



前書き

ヒトLOXL2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。EMT、クロマチン制御、がん研究におけるリシロキシダーゼホモログ2の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LOXL2 ウサギ pAb
別名	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
対象種	ヒト
遺伝子ID	4017
免疫原	ヒトLOXL2 (NP_002309.1) のアミノ酸51～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4K0
タンパク質分子量	87kDa
輸送方法	保冷剤