

抗Lpar2 (Edg4、Lpa2) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q9Hbw0

商品番号: CM0018581



前書き

ヒトLPAR2 (EDG4、LPA2) に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。対象はGタンパク質共役シグナル伝達や多様な細胞活動に参与するリゾホスファチジン酸受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LPAR2 Rabbit pAb
別名	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9170
遺伝子ID	9170
免疫原	合成ペプチド - ヒトLPAR2 (NP_004711.2) のアミノ酸250〜350番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q9HBW0
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤