

Wb、Elisa用抗Lpar4ポリクローナル抗体 - Q99677

商品番号: CM0021292

前書き

ヒトLPAR4/LPA4受容体（Q99677）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。GPCRおよびリゾホスファチジン酸シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LPAR4 Rabbit pAb
備考/別名	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE; LPAR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2846
GeneID	2846
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLPAR4（Q99677）の amino 酸311-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99677
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ