

Anti-Lpcat1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Nf37

商品番号: CM0030249

前書き

ヒトLPCAT1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。リン脂質代謝および血小板活性化因子生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LPCAT1 Rabbit pAb
別名	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
対象種	ヒト
GeneID	79888
免疫原	ヒトLPCAT1（NP_079106.3）のアミノ酸325～534番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NF37
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	氷袋