

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Lppモノクローナル抗体 - Q93052

商品番号: CM0002072

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用抗LPPウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスの脂肪腫優先パートナー（lipoma-preferred

partner）を認識し、細胞接着およびシグナル伝達における足場タンパク質として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LPP Rabbit mAb
備考/別名	LPP; lipoma-preferred partner
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4026
遺伝子ID	4026
免疫原	ヒトLPP (Q93052) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q93052
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋