

Anti-Lrat Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O95237

商品番号: CM0012900

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのAnti-LRATウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのLRATを認識します。レチノイド代謝および視覚研究に適しています。CamelBioは、包括的なIVD原材料プラットフォームの一部として本製品を提供しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRAT Rabbit pAb
備考/別名	LCA14; LRAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9227
GeneID	9227
免疫原	ヒトLRAT (NP_004735.2) のアミノ酸1-194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナルアンチボディ
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95237
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ