

Anti-Lrg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P02750

商品番号: CM0025741



前書き

Western blot、免疫蛍光、ELISAで検証済みのAnti-LRG1 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のロイシンリッチα2-糖タンパク質を検出します。血漿タンパク質の研究やバイオマーカーの探索に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRG1 Rabbit pAb
備考/別名	LRG; HMFT1766; LRG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	116844
遺伝子ID	116844
免疫原	ヒトLRG1 (NP_443204.1) のアミノ酸36-347に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02750
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック