


WbおよびElisa用抗Lrig1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ja1

商品番号: CM0018091



前書き

ヒトLRIG1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウス試料中の内在性LRIG1を検出します。受容体型チロシンキナーゼの負の制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRIG1ウサギpAb
備考／別名	LIG1; LIG-1; LRIG1
種	ヒト
遺伝子ID	26018
免疫原	ヒトLRIG1 (NP_056356.2) のアミノ酸816～1093に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96JA1
タンパク質分子量	119 kDa
輸送	保冷バッグ