


Wb、Elisa用 抗Lrp1ウサギモノクローナル抗体 - Q07954

商品番号: CM0003893



前書き

ヒトLRP1（505

kDa）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのLRP1を検出します。脂質代謝、エンドサイトーシス、神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP1 ウサギ mAb
備考/別名	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
種	ヒト
GeneID	4035
免疫原	ヒトLRP1（Q07954）のアミノ酸4400-4500に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07954
タンパク質分子量	505kDa
発送	保冷バッグ