


抗Lrp1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q07954

商品番号: CM0013986



前書き

CamelBioのLRP1ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット（WB）、IHC-

P、ELISAでの検証済みです。脂質恒常性、タウのクリアランス、シグナル伝達に関与する505

kDaのエンドサイトーシス受容体であるヒト、マウス、ラットのLRP1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP1 ウサギpAb
備考/別名	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4035
GeneID	4035
免疫原	LRP1の4401-4500アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002323.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07954
タンパク質重量	505kDa
配送	アイスパック