


Anti-Lrp2 (Megalin) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If-P対応） - P98164

商品番号: CM0028612



前書き

ヒトLRP2（メガリン/gp330）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エンドサイトーシスおよび腎臓・神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP2 Rabbit pAb
備考/別名	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4036
GeneID	4036
免疫原	ヒトLRP2 (NP_004516.2) のアミノ酸4446-4655に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98164
タンパク質分子量	522kDa
配送	アイスバッグ