

抗Lrp4ウサギポリクローナル抗体（If-P、Elisa用） - O75096

商品番号: CM0019802



前書き

ヒトサンプルのIF-

PおよびELISAで検証済みのLRP4ウサギポリクローナル抗体です。骨形成および神経筋接合部に関与する受容体であるLRP4を標的とします。UniProt: O75096。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP4 Rabbit pAb
備考/別名	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4038
遺伝子ID	4038
免疫原	合成ペプチド ヒトLRP4 (NP_002325.2) のアミノ酸1621~1720残基内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75096
タンパク質分子量	212kDa
配送方法	保冷剤