

Wb、Elisa用 抗Lrp5 ウサギモノクローナル抗体 - O75197

商品番号: CM0003545

前書き

LRP5 ウサギ mAb (O75197) for WB and ELISA。ヒトおよびマウスで検証済み。骨形成や発がんに関与するWnt共受容体LRP5を標的とします。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP5 ウサギ mAb
備考/別名	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4041
遺伝子ID	4041
免疫原	ヒトLRP5 (NP_002326.2) のアミノ酸1400-1500に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75197
タンパク質分子量	179kDa
発送	保冷バッグ