

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Lrp5ウサギポリクローナル抗体 - O75197

商品番号: CM0012941

前書き

ヒトLRP5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達、骨発生、および網膜血管系における共受容体として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP5 Rabbit pAb
備考/別名	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4041
GeneID	4041
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75197
タンパク質分子量	179kDa
配送	氷袋